



XXIV Congresso da
Sociedade Brasileira de
RADIOTERAPIA


17 A 20 DE AGOSTO | **2022** | FLORIANÓPOLIS/SC

Enfermagem e Implante de sementes de Iodo em próstata

Implante de sementes de Iodo

Enfermagem

- Solicitação de sementes
- Agendamento paciente e serviços afins
- Orientações ao paciente




Elizabete Duarte Alves



Cuidados no Pré Implante Sala Cirúrgica

- Checagem do preparo do paciente
- Monitorização cardíaca e oximetria
- Auxílio na anestesia
- Posicionamento e simetria
- Cateterismo vesical/ Lavagem intestinal
- Suporte na realização do US

Material descartável



Anestesia





HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS

TIME OUT

Antes do início de qualquer procedimento
é obrigatório o preenchimento deste quadro



DIA	Início	Término
31/08/2017	09:00	

OBS.: PREENHA ESTE PAINEL SOMENTE COM CANETA MARCADOR DE QUADRO BRANCO PILOT WM-7

• ANTES DA INDUÇÃO ANESTÉSICA

Paciente ☒ Sim Aplicável C. M. S. Registro ☒ Sim Aplicável 877640

Cirurgião ☒ Sim Aplicável Dr.º João Luis Fernandes da Silva

Procedimento ☒ Sim Aplicável Biópsia de próstata

Lateralidade
Lado e local
a ser operado

Assegurar cirurgia com local
procedimento correto e paciente correto

NÃO
APLICÁVEL

Recursos
Todos materiais,
equipamentos e
medicamentos

0%

☒ Sim
Aplicável

Profilaxia
Antibiótica

Cipro 400mg
6v

☒ Sim
Aplicável

Alergia
Paciente alérgico à

☐ Não
Aplicável

Precauções

Esquizofrenia
Doença de Paget
Osteomielite
Osteoporose

☒ Sim
Aplicável

Observações

78 anos, Ubatuba

PSA = 4,3 (05/2017)

G = 6 (3+3) 1 fragmento

G = 7 (3+4) 1 fragmento

TTI = 3,3%

IPSS = 06

V = 25g

• APÓS INDUÇÃO ANESTÉSICA

☐ Não
Aplicável

Posicionamento correto e suas
proteções para cirurgia

• ANTES DE SAIR DA SALA

☐ Não
Aplicável

Controle de Compressas
e Gases

☐ Não
Aplicável

Encaminhamento de peças
para Anatomia Patológica

MONTAGEM DO PAINEL

LEGENDA

☐ Não Verificado

☒ Sim
Aplicável

☐ Não
Aplicável

E

B

D

☒ Sim
Aplicável

☒ Sim
Aplicável


☒ Sim
Aplicável

☐ Não
Aplicável


Material para sondagem vesical




Sondagem vesical




Solução de contraste para bexiga






Solução de contraste para bexiga


Material para lavagem intestinal




Material para lavagem intestinal



Lavagem intestinal



US Transretal




Aquisição de imagens para planejamento



Sala quente

Carregamento das agulhas

- Montagem do material
- Fechamento das agulhas




Preparo das agulhas com cera de osso

Material para preparo das agulhas e sementes





Rapid "strand"




Protetor de sementes carregado




Cuidados no Implante-Sala Cirúrgica

- Montagem da mesa
- Auxílio na colocação da fluoroscopia
- Reprodução do posicionamento s/n
- Colocação de solução de contraste na bexiga
- Preparo e auxílio na cistoscopia
- Acompanhamento na recuperação pós anestésica.

Checagem do posicionamento



Colocação de sementes



Obrigada!!!

elizabeth.alves@hsl.org.br



HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS


100 ANOS
DE CUIDADO, EXCELÊNCIA
E SOLIDARIEDADE.

Ensino e Pesquisa

Mini-Curso

Braquiterapia LDR de Próstata

15 de setembro de 2022
A partir de 8h30



Evento Híbrido



Parte Teórica

100% Online Inscrição gratuita



Parte Prática

Presencial* - Inscrição:

*Apresentação do novo sistema de
ultrassom e planejamento em tempo real*

Inscrições gratuitas:
hslfisicamedica@gmail.com